

Mistä Ultherapy®-hoidossa on kysymys?

Ultherapy® kohdistaa fokuoitetua ultraäänienergiaa siihen ihokerrokseen, jota tyypillisesti käsitellään plastiikkakirurgisin toimenpitein. Ihon pintaa ei leikata eikä muutenkaan käsitellä. Ultraäänienergia käynnistää ihossa luonnollisen vasteen, joka saa aikaan uuden kollageenin syntymistä sekä heikentyneen kollageenin vahvistumista.

Osa potilaista huomaa tuloksia jo välittömästi hoidon jälkeen, mutta varsinainen hyöty tulee näkyviin 3-6 kuukauden kuluessa hoidosta, kun uusi kollageeni vähitellen kohottaa ja kiinteyttää kasvoja ja kaulaa sekä tasoittaa dekolteen ihoa.

Toisin kuin esimerkiksi laseriin tai radiofrekvenssiin perustuvat menetelmät, Ultherapy® ohittaa ihon pintakerroksen kokonaan, ja energia pystytään kohdistamaan optimaalisella lämpötilalla tarkasti halutulle syvyydelle. Ultherapy® ainutlaatuisiin etuihin kuuluu myös ultraäänikuvantaminen, jonka avulla hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja näkee hoidettavat kudokset. Näin energia saadaan kohdistettua turvallisesti juuri sinne, missä siitä on suurin hyöty.

Vaikka Ultherapy® avulla ei päästäkään täysin vastaavaan hoitotulokseen kuin plastiikkakirurgialla, se on erinomainen vaihtoehto potilaille, jotka eivät ole valmiita leikkaushoitoon. Ultherapy® avulla voidaan myös pidentää plastiikkakirurgisten toimenpiteiden tulosten pysyvyyttä.

Ultherapy®
SEE THE BEAUTY OF SOUND™

Tieteellisesti todistettu kollageenin tuotantoa lisäävä vaikutus

Tulokset ainutlaatuisesta Ultherapy®-tutkimuksesta*, jossa potilaat saivat Ultherapy® -hoitoa vain toiselle kasvopuoliskolleen, ovat todistaneet kollageenin tuotantomäärän lisääntymisen Ultherapy-hoidon seurauksena. Ihokudosanalyysi todisti tieteellisesti, että Ultherapy-hoito lisäsi kollageenin tuotantomäärän keskimäärin 1,4-kertaiseksi. Vanhenemiseen useimmin liitettyjen kollageenityyppien (I ja III) osalta kollageenin tuotantomäärä oli Ultherapy-hoidetulla kasvopuoliskolla 42% korkeampi kuin hoitamattomalla kasvopuoliskolla. Tutkimus vahvistaa potilaille, että Ultherapy-hoito ei tuota tuloksia pelkästään ihon pinnassa. Se vaikuttaa siellä, missä siitä on eniten hyötyä: ihon syvissä kerroksissa.

*tutkimus on toteutettu yhteistyössä KineMed Inc -yhtiön kanssa

TIETOA ULTHERAPY® -hoidosta

Ultherapy® -hoito on ainoa USA:n elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n hyväksymä ei-invasiivinen (ei leikkausta vaativa) hoitomenetelmä kaulan, leuanalusihon ja kulmien kohotukseen ja kiinteytykseen. Nyt FDA on erityisesti hyväksynyt menetelmän käyttöön myös ainoana ei-invasiivisena hoitomenetelmänä dekolteen juonteiden ja rypyjen hoitoon.

Ultherapy®-hoidon avulla saadaan raikkaampi ja nuorekkaampi ulkonäkö, ja ilme kasvojen, kaulan ja dekolteen alueella virkistyy silmännähtävästi.

- Ei vaadi leikkausta
- Ei sairausloman tarvetta
- Edistää kollageenin tuotantoa
- Luonnollinen lopputulos
- Yksi hoitokerta useimmiten riittää
- Turvallinen ultraäänimenetelmä
- Voidaan tehdä kaikkina vuodenaikoina



USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

Mikä Ultherapy® on ainutlaatuista?

Ulthera on teknologian alkuuperäinen kehittäjä. Ultherapy® menestyksen myötä markkinoille on tullut paljon kopioita. Ultherapy erot näihin "HIFU"-laitteisiin ovat mm;

- Ultherapy® on ainoa laite, jossa on reaaliaikainen ultraäänikuvantaminen – vain siten hoito voidaan kohdistaa tarkasti juuri oikeaan ihokerrokseen.
- Todistetusti tehokas ja turvallinen - eniten kliinisiä tutkimuksia ja julkaisuja
- Tehokkaampi ja tuloksellisempi - hoitopulssien juuri oikea koko, etäisyys, syvyys sekä lämpötila
- Suomessa laite on käytössä vain terveydenhuollon toimintaympäristöissä; laitteen käyttäjät ovat aina erikoislääkäreitä tai terveydenhuollon ammattihenkilöitä
- Ultherapy® on ainoa ei-invasiivinen hoitomenetelmä, jolla on FDA-hyväksyntä ihokudoksen kohottamiseen.

Voit tarkistaa aidot Ultherapy® -palveluntarjoajat osoitteesta <https://locator.ultherapy.com/finland>

Kauanko hoito kestää?

Hoidon kesto riippuu hoidettavasta ihoalueesta sekä yksilöllisestä hoitosuunnitelmasta. Kasvojen ja kaulan hoito kestää 60-90 minuuttia, dekolteen hoito puolestaan noin 30 minuuttia.

Tarvitaanko hoidon jälkeen aikaa toipumiseen?

Ultherapy®-hoidon jälkeen voi välittömästi palata normaaleihin toimien pariin. Minkäänlaisia erityisiä jälkihoitotoimenpiteitä ei tarvitse noudattaa.

Milloin tulokset alkavat näkyä ja kauanko ne pysyvät näkyvissä?

Kiinteytymistä voi huomata heti hoidon jälkeen, mutta lopullinen tulos tulee näkyviin 3-6 kuukauden kuluessa hoidosta, kun heikentynyt kollageeni korvautuu uudella. Jatkossa uusilla huoltavilla hoidoilla voidaan edelleen vähentää ihon luonnollisen vanhenemisen vaikutuksia. Ultherapy® ihon kollageenin tuotantoa lisäävä vaikutus on tieteellisesti todistettu.

Miltä hoito tuntuu?

Kun pieni määrä ultraäänienergiaa kohdistetaan tarkasti ihokudokseen, se voi tuntua syvällä ihossa nipistelyä tai lämpönä. Se on kuitenkin osoitus siitä, että uuden kollageenin syntyminen on käynnistetty. Osalle potilaista hoito saattaa tuntua epämukavalta, mutta tuntemukset kestävät ainoastaan ultraäänienergian kohdistamisen ajan. Hoitava lääkäri tai sairaanhoitaja pyrkii tekemään hoitokokemukselta mahdollisimman miellyttävän. Suurin osa potilaista kookekin hoidon vain lievästi epämukavana ja saavutettavan tuloksen arvoisena.

Onko Ultherapy turvallista?

FDA-hyväksyttyjä Ultherapy® -hoitoja on maailmanlaajuisesti tehty turvallisesti yli miljoona kertaa – ja Suomessakin on tehty jo yli 1 000 hoitoa. Ultraääntä on käytetty turvallisesti lääketieteessä jo yli 50 vuoden ajan. Lisäksi jokainen Ultherapy®-hoitoja tekevä lääkäri tai sairaanhoitaja on koulutettu perusteellisesti hoitomenetelmään ja laitteen käyttöön.

Hoidon jälkeen iholla voi esiintyä joitakin tunteja kestävästä punoitusta, muutamia päiviä kestävästä turvotusta tai joitakin viikkoja kestävästä kihelmöinnin tunnetta tai kosketusarkuutta. Tällaiset oireet ovat kuitenkin yleensä lieviä ja ohimeneviä. Myös harvinaisemmat hoidon jälkeiset vaikutukset, kuten ohimenevät mustelmat tai tunnottomat alueet iholla, ovat mahdollisia. Mikäli tällaisia vaikutuksia esiintyy, asia käydään läpi hoitavan lääkärin kanssa.



ULTHERAPY®: Monipuoliset mahdollisuudet, loistavat tulokset!

KOKO KASVOT


KULMAT

KASVOJEN YLÄOSA

KASVOJEN ALAOSA

KAULA JA DEKOLTEE

Kulmien kohottaminen



Leuan alaosan kiinteyttäminen



Kaulan ihon kiinteyttäminen



Dekolteen ihon kiinteyttäminen



Ultherapy®

SEE THE BEAUTY OF SOUND™

Maahantuoja:



Melon Oy
Hatanpään valtatie 48
33900 TAMPERE
Puh +358 10 423 7222
melon@melon.fi
www.melon.fi



MERZ AESTHETICS

www.ultherapy.fi

MERZ AESTHETICS

Ultraäänellä
uusi ilme
kasvoille,
kaulalle
ja dekolteelle



Ultherapy®

SEE THE BEAUTY OF SOUND™